



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ASPIRATORE CHIRURGICO TOBI CLINIC - 2 x 4 L - 230 V

Codice di riferimento: 28215

Marca: GIMA

Prezzo: 854€

CARATTERISTICHE:

Ideale per uso ospedaliero, è fabbricato in ABS. Quattro rotelle antistatiche, due delle quali con bloccaggio, permettono una perfetta mobilità.

Dotato di indicatore di vuoto per il controllo dell'aspirazione (1 bar), e vasi da 4 litri costruiti con makrolon autoclavabile, con graduazione a 400 ml, ogni vaso contiene una doppia valvola di sicurezza.

Le pompe a pistone non necessitano di lubrificazione e manutenzione. Dotato di filtro antibatterico.

Manuale d'uso in GB, FR, DE, IT, ES. Produzione italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Dimensioni: 46 x 42 x h 60 cm
- Peso: 13 kg
- Alimentazione: 220-230 V - 50-60 Hz
- Vuoto max: - 0.90 bar (675 mmHg)
- Ciclo operativo: continuo
- Portata: 60 l/min
- Norme: CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 EEC

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 28215

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

