



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Aspiratore di fumi per ambienti sanitari

Codice di riferimento: 30450

Marca: GIMA

Prezzo: 1085.8€

Caratteristiche dell'aspiratore di fumi per ambienti sanitari

Apparecchio medico per l'aspirazione e il filtraggio dei fumi generati negli ambienti sanitari durante le procedure di elettro-chirurgia, dotato di controllo elettronico dell'aspirazione e di indicatore dell'usura dei filtri.

L'aspiratore di fumi purifica l'aria eliminando i cattivi odori prodotti dall'elettrochirurgia, che normalmente rilascia nell'aria gas organici, vapore e particelle virali.

Filtrando l'aria, che viene aspirata e sanificata da questo dispositivo, si riduce il rischio batteriologico e virale dell'area di intervento, in cui oltretutto viene migliorata la vivibilità e la visibilità nei casi di laparoscopia.

Facile da usare e compatto, l'aspiratore può essere regolato e ha la doppia attivazione automatica e manuale: nel primo caso è l'apparecchio stesso ad attivarsi quando rileva l'attivazione di un apparecchio elettrochirurgico ad alta frequenza, nel secondo invece si sfruttano i comandi presenti sull'apparecchio, facili da usare, o premendo sul comando a pedale (disponibile su richiesta).

Questo aspiratore ha una funzione specificatamente pensata per le procedure di laparoscopia.

Specifiche tecniche

- Efficienza filtro: 99,999 %
- Potenza massima assorbita: 800 VA
- Peso: 4 kg
- Tipo filtro: ULPA con carboni attivi

- Dimensioni: 37 x 14,4 x 31,9 cm
 - Tensione di alimentazione: 230V (115V disponibile su richiesta)
 - Diametro particelle: 0,12 micron
 - Frequenza di rete: 50/60 Hz
 - Massima aspirazione statica: 250 mbar (83 in H2O)
 - Massima aspirazione (vuoto): 1000 LPM (35 CFM)
-

Marca

Gima

Contenuto della confezione

- Filtro ULPA per prima fornitura (5h) blu
- Kit di aspirazione con tubo di diametro 22 mm e lunghezza 2,4 m e con filtro
- Kit di aspirazione a manipolo con tubo di diametro 10 mm e lunghezza 1,8 m, adattatore per manipolo, adattatore 10/22 mm e clip
- Cavo di alimentazione

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Domande frequenti

A cosa serve l'aspiratore di fumi per ambienti sanitari?

L'aspiratore di fumi è un dispositivo indispensabile per purificare l'aria eliminando i cattivi odori prodotti dall'elettrochirurgia. In questo modo, l'aria viene aspirata e sanificata, riducendo il rischio batteriologico e virale. Questo dispositivo migliora la qualità dell'aria e la rende più sana e vivibile.

Quanto costa l'aspiratore di fumi per ambienti sanitari?

Un aspiratore di fumi ha un prezzo di listino di 884,49€. Nel prezzo è incluso il kit necessario per utilizzare il dispositivo. Il kit di aspirazione a manipolo, il kit di aspirazione e il filtro ULPA da usare per la prima fornitura.

Come si attiva un aspiratore di fumi medicale?

L'attivazione dell'aspirazione di fumi può avvenire in modo automatico, con un sistema elettronico di rilevamento automatico, in modo manuale, intervenendo direttamente sull'unità e per mezzo di un comando a pedale.

Quando usare l'aspiratore di fumi per ambienti sanitari?

L'aspiratore di fumi è utile in tutti quei casi in cui si effettuano manovre sui pazienti che possono emettere nell'aria fumi dannosi per l'organismo e che possono causare infezioni ai tessuti anche gravi.

