



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Aspiratore manuale nasale e tracheale

Codice di riferimento: 28180

Marca: GIMA

Prezzo: 92.6€

Caratteristiche dell'aspiratore manuale

Questo aspiratore manuale, adatto sia all'aspirazione nasale sia tracheale, è progettato per intervenire tempestivamente in caso di emergenza. Le dimensioni ridotte consentono di trasportarlo facilmente in qualsiasi luogo in ambulanza o all'interno di una borsa di pronto soccorso. Nonostante non richieda l'utilizzo di elettricità o batterie per essere azionato, garantisce comunque un'aspirazione dei secreti efficace, molto potente, rapida e sicura, doti fondamentali per questo genere di operazioni.

In dotazione un vaso da 250 ml e 2 cannule sterili per adulti da 26 e 40 cm.

Specifiche tecniche

- Aspirazione massima: - 450 mmHg
- Picco di flusso d'aria: > 20 l/min
- Diametro esterno del collegamento del catetere: 13,35 e 8,67 mm
- Peso: 260 g
- Dimensioni: 185x70x168 mm
- Vaso: 250 ml
- 2 cannule sterili per adulti: 26 e 40 cm

Marca e modello

GIMA codice 28180

Contenuto della confezione

1 pezzo

