



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ASPIRATORE MAXI ASPEED 60 I 2 vasi x2 I - con interruttore a pedale - 230V

Codice di riferimento: 28286

Marca: GIMA

Prezzo: 963.8€

Aspiratore chirurgico per aspirare le secrezioni corporee nei blocchi operatori e ospedali.

Facile da maneggiare: dotato di 4 ruote antistatiche (2 con freni) e maniglia telescopica. Ideato per spostamenti continui.

Costruito in plastica molto resistente al caldo e con isolamento elettrico in conformità con le ultime norme europee in materia di sicurezza.

Il regolatore di vuoto con vacuometro BAR/PSI e direzione automatica del flusso per poter passare facilmente da un vaso all'altro. Fornito con 2 vasi in policarbonato autoclavabili con valvola di sicurezza (protezione contro il troppo pieno), set di tubi in silicone sterilizzabili non tossici, filtri antibatterici idrofobici (2) e manuale d'uso multilingue (GB, FR, IT, DE, ES).

Fabbricato in Italia.

Caratteristiche tecniche

- Tensione operativa: 230V - 50/60 Hz (110V-60 Hz disponibile su richiesta)
- Flusso: 60 l/min
- Ciclo operativo: Continuo

- Livello di vuoto regolabile: 0-0,90 bar (0-90 kPa)
 - Dimensioni: 470 x 580 x 560 mm
-
- Peso: 15 kg
 - Classe MDD: IIa

Dotazione standard

- Pedale
- Regolatore direzione flusso

