



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ASPIRATORE MAXI ASPEED 90 L - 2 vasi x 4 L - 230 V

Codice di riferimento: 28291

Marca: GIMA

Prezzo: 1122.4€

CARATTERISTICHE:

Aspiratore chirurgico per aspirare le secrezioni corporee nei blocchi operatori e ospedali.

Facile da maneggiare: dotato di 4 ruote antistatiche (2 con freni) e maniglia telescopica. Ideato per spostamenti continui. Costruito in plastica molto resistente al caldo e con isolamento elettrico in conformità con le ultime norme europee in materia di sicurezza.

Il regolatore di vuoto con vacuometro BAR/PSI e direzione automatica del flusso per poter passare facilmente da un vaso all'altro. Fornito con 2 vasi in policarbonato autoclavabili con valvola di sicurezza (protezione contro il troppo pieno), set di tubi in silicone sterilizzabili non tossici, filtri antibatterici idrofobici (2) e manuale d'uso multilingue (GB, FR, IT, DE, ES).
Fabbricato in Italia.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tensione operativa: 230 V - 50/60 Hz (110 V-60 Hz disponibile su richiesta)
- Flusso: 90 L/min
- Ciclo operativo: Continuo
- Livello di vuoto regolabile: 0-0.90 bar (0-90 kPa)
- Dimensioni: 470 x 580 x h 560 mm
- Peso: 17 kg
- Classe MDD: IIa

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 28291

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

