



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Aspiratore Superverga Battery su carrello con pedale

**Codice di riferimento:** 28193

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 732€

### Caratteristiche dell'aspiratore Superverga Battery su carrello con pedale

Aspiratore professionale da ambulatorio per liquidi e secrezioni nasali, orali e tracheali.

Questo aspiratore ambulatoriale a carrello poggia su 5 rotelle che assicurano movimenti fluidi e spostamenti agili ed è dotato di indicatori di batteria scarica, regolatore e misuratore di vuoto.

L'apparecchio per aspirazione Superverga può essere alimentato a batteria o a corrente e dispone di funzionamento continuo senza che ci siano pericolosi surriscaldamenti.

Gli aspiratori chirurgici Superverga Battery sono indicati tanto per le aspirazioni pediatriche quanto per gli adulti.

### Specifiche tecniche

- Autonomia batteria: 60 minuti
- Batteria interna Pb ricaricabile: 12V 4A
- Flusso: 36 l/minuto
- Funzionamento: 120 acceso - 60 spento
- Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz
- Produzione: italiana
- Manuale utente: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco
- Dimensioni/peso: 32 x 30 x h 99 cm - 7.9 kg
- Ricarica: 120-150 minuti

## Marca

Gima

---

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

