



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

AUDIOMETRO DIAGNOSTICO PICCOLO PLUS - aerea + ossea + mascheramento

Codice di riferimento: 33615

Marca: GIMA

Prezzo: 2440€

CARATTERISTICHE:

Piccolo è un audiometro portatile che offre funzionalità di audiometria aerea, ossea e vocale. Piccolo può essere controllato sia da un PC con sistema operativo Windows sia, per la prima volta assoluta, da un iPad®. Leggero, dal design compatto, potente, con un software user-friendly e la connettività Noah: queste caratteristiche contribuiscono a rendere Piccolo la scelta ideale per i professionisti del settore. Disponibile in tre modelli: Basic (solo AEREA) da utilizzare con il PC Plus (AEREA/OSSEA) da utilizzare con il PC o l'iPad® (versione Aero) Speech (AEREA/OSSEA/VOCALE) da utilizzare con il PC o l'iPad®.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tipo di dispositivo: Controllato da PC • Classe EN 60645-1, ANSI 53.6: 3 - diagnostico • Versione: AC,BC •
- Mascheramento: NBN • Tono warble: Si • Tono pulsato: 0,5 Hz, 1 Hz, 2 Hz • Range di frequenza: 125 - 8000 Hz •
- Intensità massima dei segnali: - AC: -10 a 120 dB HL - BC: -10 a 80 dB HL • Passo attenuatori: 5 dB • Audiometria automatica: Soglia automatica HW • Audiometria vocale: No • Input audiometria vocale: - • Talk over; Microfono esterno
- Connessione al PC: USB (senza driver) • Software di controllo: Daisy o Noah con modulo Maestro • Connessione all'iPad: - • App di controllo: Maestro (App Store) • Dimensioni: 16 x 16 x h 3 cm • Peso: 300 g • Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz Dotazione standard: • Cuffie sovraurali TDH-39 • Vibratore osseo B71 • Pulsante risposta paziente • Microfono a clip per comunicazione operatore-paziente • Software gestione pazienti Daisy Inventis con modulo Maestro • Modulo Maestro per Noah • Cavo di connessione USB • Alimentatore medicale • Manuale utente

MARCA E MODELLO:

GIMA 33615

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

