



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

AUTOCLAVE PRESTIGE MEDICAL - 12 I

Codice di riferimento: 35712

Marca: GIMA

Prezzo: 1329.8€

CARATTERISTICHE:

Le autoclavi sono prodotte con i migliori materiali disponibili sul mercato, forniti e testati dalla Du Pont. Grande importanza è stata data all'aspetto della sicurezza: le autoclavi sono conformi alle rigide norme inglesi ed alle normative internazionali, inoltre ci sono 5 diversi livelli di controllo elettrico e della pressione che agiscono durante ogni ciclo. -Ciclo fisso 11 minuti a 126°C -Affidabile: garanzia a vita dell'elemento riscaldante -Efficace: approvata dall'Istituto Pasteur di Parigi e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità -Portatile e di forma compatta -Sicura: 5 differenti livelli di protezione agiscono anche in assenza dell'utente -Principio di sterilizzazione unico e sicuro, approvato dall'OMS: **PRESSIONE + VAPORE** (no vuoto) -Fornita con cestello -Apparecchio ideale per ambulatori, cliniche, reparti ospedalieri, scuole, parrucchieri, veterinari ed ottici -Certificato di collaudo personalizzato per ogni apparecchio

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Capacità: : 12 l • Dimensioni interne camera (D/H) 210/328 mm • Lunghezza massima strumento (diagonale): 290 mm
- Portata massima: 4 kg • Larghezza/altezza: 340/420 mm • Tempo di sterilizzazione: 11 minuti • Durata ciclo: 22 minuti
- Pressione operativa: 1.40 bar • Temperatura operativa: 126°C • Alimentazione: 230V - 50-60 Hz • Potenza: 1500 W • Produzione inglese • Garanzia: 1 anno

MARCA E MODELLO:

GIMA 35712

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**