



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

AUTOCLAVE PRESTIGE MEDICAL - 9 l

Codice di riferimento: 35709

Marca: GIMA

Prezzo: 1085.8€

CARATTERISTICHE:

Le autoclavi sono prodotte con i migliori materiali disponibili sul mercato, forniti e testati dalla Du Pont. Grande importanza è stata data all'aspetto della sicurezza: le autoclavi sono conformi alle rigide norme inglesi ed alle normative internazionali, inoltre ci sono 5 diversi livelli di controllo elettrico e della pressione che agiscono durante ogni ciclo. - Ciclo fisso 11 minuti a 126°C - Affidabile: garanzia a vita dell'elemento riscaldante - Efficace: approvata dall'Istituto Pasteur di Parigi e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - Portatile e di forma compatta - Sicura: 5 differenti livelli di protezione agiscono anche in assenza dell'utente - Principio di sterilizzazione unico e sicuro, approvato dall'OMS: PRESSIONE + VAPORE (no vuoto) - Fornita con cestello - Apparecchio ideale per ambulatori, cliniche, reparti ospedalieri, scuole, parrucchieri, veterinari ed ottici - Certificato di collaudo personalizzato per ogni apparecchio - Conforme a: IEC 601, DIN 58946, EMC, UL 544, BS3970 parte 4, ESCHLE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Capacità: : 9 l • Dimensioni interne camera (D/H) 210/236 • Lunghezza massima strumento (diagonale): 228 mm • Portata massima: 3 kg • Larghezza/altezza: 340/335 mm • Tempo di sterilizzazione: 11 minuti • Durata ciclo: 22 minuti • Pressione operativa: 1.40 bar • Temperatura operativa: 126°C • Alimentazione: 230V - 50-60 Hz • Potenza: 1500 W • Produzione inglese • Garanzia 1 anno

MARCA E MODELLO:

GIMA 35709

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

