



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

BACINELLA RENIFORME 12" 306 x 140 mm - plastica

Codice di riferimento: 37708

Marca: GIMA

Prezzo: 3.4€

CARATTERISTICHE:

BACINELLA RENIFORME 306x140 mm

Linea economica di prodotti riutilizzabili in plastica.

Realizzati in polipropilene, facili da pulire e resistenti alla maggioranza dei prodotti chimici sanitari.

Autoclavabili a 121°C (15 min), 126°C (10 min) o 134°C (3 min).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 37708

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**