



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

BACINELLA RENIFORME INOX - bordo alto - 207 x 98 x 39 mm

Codice di riferimento: 26581

Marca: GIMA

Prezzo: 8.4€

CARATTERISTICHE:

Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore 0.6 mm.

Bacinella reniforme 18/8 - bordo alto - vassoio 8"

- Dimensioni: 207 x 98 x 39 mm
- Capacità: 400 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Autoclavabile a 121°C
- AISI 304

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 26581

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**