



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

BACINELLA RENIFORME INOX - bordo alto - con coperchio - 200 x 95 x 35 mm

Codice di riferimento: 26584

Marca: GIMA

Prezzo: 12.1€

Riferimento	Variante	Prezzo
26584-207x98x39 mm	207x98x39 mm	12.1€
26585	247x122x43 mm	12.1€
26589	309x149x59 mm	12.1€

CARATTERISTICHE:

Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore 0.6 mm.

Bacinella reniforme 18/8 - bordo alto - con coperchio - vassoio 7"

- Dimensioni: 200 x 95 x 35 mm
- Capacità: 300 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Autoclavabile a 121°C

- AISI 304
- Con coperchio

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 26584

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

