



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

BACINELLA RENIFORME INOX - bordo alto - con coperchio - 247 x 122 x 43 mm

Codice di riferimento: 26585

Marca: GIMA

Prezzo: 21€

CARATTERISTICHE:

Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore 0.6 mm.

Bacinella reniforme 18/8 - bordo alto - con coperchio - vassoio 10"

- Dimensioni: 247 x 122 x 43 mm
- Capacità: 600 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Autoclavabile a 121°C
- AISI 304
- Con coperchio

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 26585

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

