



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Barella A Cucchiaino Radiotrasparente - Plastica

Codice di riferimento: 34104

Marca: GIMA

Prezzo: 561.2€

CARATTERISTICHE:

Questa pratica barella a cucchiaio può essere posizionata sotto il paziente senza doverlo muovere.

La forma della barella è stata studiata per immobilizzare al meglio il paziente durante il trasporto.

- dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella
- lunghezza regolabile con bloccaggio automatico
- borsa con tre cinture di sicurezza a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente
- quando è piegata può essere facilmente collocata all'interno dell'autoambulanza
- costruita in plastica
- radiotrasparente

Fornito con manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Dimensione aperta cm: min 164 x 44,5 max 200 x 44,5
- Dimensione piegata: 118 x 44,5 x 8,5 cm
- Peso: 7,5 kg
- Portata: 159 kg

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 34104

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

