



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **BARELLA DA DOCCIA - idraulica**

**Codice di riferimento:** 44770

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 4489.6€

### **CARATTERISTICHE:**

La barella da doccia può essere utilizzata sia per il trasporto che per il lavaggio e rappresenta la soluzione ottimale per il trattamento in bagno assistito dei pazienti in ospedale o nelle case di riposo. Facilmente spostabile grazie alle ruote in gomma con freno individuale, di cui una con blocco direzionale che facilita il trasporto nei lunghi trasferimenti.

Inclinazione progressiva automatica che consente un graduale drenaggio dell'acqua.

Sponde laterali di sicurezza con sistema di apertura/blocco a una mano.

Fornita con un materasso impermeabile imbottito in schiuma PCM fabbricato in PVC di classe 2 ignifugo autoestinguente, cuscino trapezoidale con le stesse caratteristiche del materasso e tubo di scarico estensibile e flessibile (Ø 40 mm - lunghezza 1.5 m).

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

### **MARCA E MODELLO:**

Gima - Codice 44770

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

 **Acquista subito**

---