



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Bastone A Seggiolino Pieghevole

Codice di riferimento: AQ-52

Marca: INTERMED

Prezzo: 49.5€

CARATTERISTICHE:

Bastone a seggiolino pieghevole in alluminio:

seduta in nylon;

puntali in gomma;

impugnatura in poliuretano morbido.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza 87,5 cm Altezza seduta 54,5 cm Portata 100 kg

MARCA E MODELLO:

INTERMED AQ-52

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**