



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Bastone convertibile in sgabello pieghevole

Codice di riferimento: AQ-50

Marca: INTERMED

Prezzo: 36.4€

Caratteristiche del bastone convertibile in sgabello pieghevole

Supporto da deambulazione per anziani con duplice funzione di bastone e sgabello.

Questo bastone a sgabello pieghevole è dotato di un comodo sedile in plastica che, una volta aperto, poggia su tre piedi con puntale in gomma anti-scivolo, mentre la parte superiore del bastone e l'impugnatura chiusa fungono da schienale.

Il bastone/sgabello da deambulazione è un accessorio unico e insostituibile e oltre a fornire sostegno durante la camminata si presta per essere usato per brevi pause in cui l'anziano può riposare in tutta sicurezza.

Specifiche tecniche

- Materiale: alluminio e plastica
- Portata: 100 kg
- Colore: grigio e nero
- Altezza della seduta da terra: 51 cm
- Altezza con ausilio piegato: 86 cm

Marca

Intermed

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

