



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Bastone per anziani regolabile

Codice di riferimento: 27780

Marca: GIMA

Prezzo: 12.6€

Riferimento	Variante	Prezzo
27781	Nero	12.6€
27780-Grigio	Grigio	12.6€

Caratteristiche del bastone per anziani regolabile

Bastone da passeggio per anziani con altezza regolabile tra i 68 e 90,5 cm e dotato di manico a T ergonomico.

Questo bastone da deambulazione è disponibile in 2 diversi colori e si presta per adattarsi a un uso sia maschile che femminile.

Specifiche tecniche

- Materiale: alluminio
- Colori disponibili: grigio e nero
- Altezza: regolabile tra 68 e 90,5 cm
- Peso: 300 grammi
- Manico: a T

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

«(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)»

