



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Bastone In Alluminio Anodizzato - Pieghevole - Impugnatura In Legno - Donna

Codice di riferimento: RP159

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 29.95€

CARATTERISTICHE:

Bastone In Alluminio Anodizzato - Pieghevole - Impugnatura In Legno - Donna

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni e portata:

H: da 775 a 1000 mm

Portata massima: **100kg**

MARCA E MODELLO:

MOPEDIA RP159

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo



Obiettivo Salute S.n.c.

Viale Duca degli Abruzzi 121

Brescia

P.IVA 03219400987

-