



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Bastone in alluminio ideale per gli anziani

**Codice di riferimento:** 27779

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 15.4€

### CARATTERISTICHE:

Bastone in alluminio regolabile in altezza

### APPLICAZIONI:

Particolarmente indicato per favorire la deambulazione degli anziani

### DIMENSIONI E PESO:

- Altezza regolabile: 72-94 cm
- Peso: 0.4 kg

### MARCA E MODELLO:

27779 - Marca Gima

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, e' necessario che siano svolte alcune attivita': test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un bastone

 **Acquista subito**

---