



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Bastone In Alluminio Maginot

Codice di riferimento: AD-38

Marca: INTERMED

Prezzo: 18.2€

CARATTERISTICHE:

Bastone in alluminio, struttura pieghevole con impugnatura a T in plastica e cinturino di sicurezza. Facilmente regolabile, mediante spine di bloccaggio, su 5 differenti livelli di altezza da 86 ad un massimo di 96 cm. Puntale in gomma. Colore Nero.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza da 86 a 96 cm Portata 100 kg

MARCA E MODELLO:

INTERMED AD-38

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**