



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Bastone in legno Kent

Codice di riferimento: AD-34

Marca: INTERMED

Prezzo: 25€

Riferimento	Variante	Prezzo
AD-34B	Blu	25€
AD-34V	Verde	25€

CARATTERISTICHE:

Bastone in legno con impugnatura a T anatomica con fascia decorativa, colorata, in alluminio. Puntale in gomma.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza
91 cm

Portata
100 kg

MARCA E MODELLO:

Intermed AD-34

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

TAGLIE:

Varianti

Codice
Colore

AD-34B
Blu

AD-34V
Verde

