



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

BENDA ELASTICA COESIVA TNT - 4.5 m x 7.5 cm - rossa

Codice di riferimento: 34739

Marca: GIMA

Prezzo: 30.9€

CARATTERISTICHE:

Per il fissaggio della medicazione. Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere. Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle. Particolarmente adatta per articolazioni, per uso sportivo, sia per umani che per veterinaria.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Composizione: - 85% polipropilene - 15% spandex e latex
- Allungamento: 100% circa

MARCA E MODELLO:

GIMA 34739

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

conf. 10 pz.

 **Acquista subito**