



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

BENDA TIPO IDEAL - 4.5 m x 5 cm

Codice di riferimento: 34720

Marca: GIMA

Prezzo: 14€

CARATTERISTICHE:

Bendaggio elastico di contenimento. Ogni benda è protetta da singolo cellophan. Disponibile in 2 versioni: - Standard, tipo Ideal (65% cotone, 35% fibra poliammidica) - Adesiva (99.7% cotone, 0.33% poliammide)

MARCA E MODELLO:

GIMA 34720

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

conf. 20 pz.

 **Acquista subito**