



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Bende adesive elastiche per kinesiologia (blu) - Tape

Codice di riferimento: 27367

Marca: ALBOLAND

Prezzo: 21.96€

CARATTERISTICHE:

Le bende adesive elastiche Mueller per kinesiologia rappresentano una rivoluzionaria tecnica per aumentare la circolazione del sangue attorno ai muscoli.

Studiate per ligamenti danneggiati, ripristino della condizione dei muscoli, riposizionamento della fascia e sindrome del tunnel carpale.

La benda adesiva si muove con la pelle alzandola a livello microscopico, mantenendo la flessibilità di pelle e muscoli, migliorando la circolazione e dando sollievo dal dolore.

Si applicano seguendo il decorso dei muscoli.

Sono economiche e durano a lungo. Prive di lattice, sono realizzate in ottimo cotone 100%, traspiranti ed elastiche.

L'adesivo è delicato e ipoallergenico.

Usate da atleti professionisti alleviano il dolore muscolare, aumentano mobilità e accelerano il recupero.

MARCA E MODELLO:

Alboland - Codice 27367

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

In scatola contenente 1 pezzo

TAGLIE E VARIANTI:

Colore: Blu

 **Acquista subito**
