



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Bicchiere Con Doppi Manici E Beccuccio

**Codice di riferimento:** SA3251000

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 37.09€

### CARATTERISTICHE:

Bicchiere trasparente dotato di coperchio con manici ergonomici e beccuccio. Base larga per una maggiore stabilità. Può essere lavato in lavastoviglie e può essere utilizzato nel forno a microonde.

### MARCA E MODELLO:

DUPONT3 SA3251000

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**