



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Bilancia pesaneonati pieghevole BABY SOEHNLE 8320

Codice di riferimento: 27266

Marca: GIMA

Prezzo: 245.5€

Caratteristiche della bilancia pesaneonati

La bilancia digitale BABY SOEHNLE 8320, grazie alla sua spaziosa pedana, lo schermo LCD e le numerose funzioni, permette di pesare il bambino con grande facilità e in modo preciso.

L'ampio schermo LCD, tramite cui è possibile visualizzare il peso del neonato in Kg e lb, consente una lettura semplice e immediata della misurazione.

La funzione di taratura permette di eseguire la pesata utilizzando un asciugamano o un lenzuolino sul piatto. La funzione "Hold" invece consente di stabilizzare i dati della misurazione anche se il bambino si muove continuamente. In questo modo si potranno ottenere sempre risultati precisi e affidabili.

La bilancia pesa neonati è pieghevole e quindi comoda da trasportare. Si apre facilmente tirando le due parti della maniglia e si richiude con un rapido sistema di chiusura con magneti.

Fornita con manuale d'uso in: DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ.

Specifiche tecniche

- Capacità: 15 kg
- Sensibilità: 10 g
- Dimensioni: 375 x 315 x 105 mm (chiusa) 740 x 315 x 53 mm (aperta)
- Funzionamento a batteria: 2 X 1.5V AAA non fornite
- Peso: 1.9 kg
- Garanzia: 2 anni

- Prodotto in Germania

Marca e modello

GIMA codice 27266

Contenuto della confezione

1 pezzo

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

