



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Bilancia Ospedaliera Seca 376 - Classe Iii

Codice di riferimento: 27267

Marca: GIMA

Prezzo: 1577.8€

CARATTERISTICHE:

PESA NEONATI SECA 376 - digitale classe III

- tecnologia Seca di alta qualità con graduazione fine a 5 grammi
- funzioni TARA, HOLD, auto-HOLD e BMIF
- piatto extra large ed ergonomico per una pesata sicura
- smorzamento regolabile
- ampio display per una lettura facilitata
- possibilità di connessione grazie alla tecnologia wireless seca 360°

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Portata: 20 kg
- Precisione: 5 g fino a 7,5 kg; 10 g dai 7,5 kg in su
- Dimensioni: 620 x 190 x 358 mm
- Peso: 3,7 kg
- Piatto: 615 x 130 x 275 mm
- Funziona a batterie

TECNOLOGIA WIRELESS - opzionale

Grazie alla tecnologia wireless Seca 360°, la bilancia Seca 376 è in grado di trasmettere i dati direttamente alla stampante opzionale wireless 360°.

I dati possono essere mandati anche al proprio PC tramite il software Seca Analytics 115 e all'adattatore USB Seca 456.

La bilancia Seca 376 è integrata al sistema EMR (Electronic Medical Records) per gestire i dati digitali dei pazienti.
Maggiori informazioni sull'integrazione EMR si trovano su www.seca.com

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 27267

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

