



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **Bilancia Pesa Neonati Digitale Trasformabile In Bilancia Per Bambini, Per Uso Medico**

**Codice di riferimento:** 384

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 677.5€

### **CARATTERISTICHE:**

Bilancia pesa neonati, alimentata a batterie, modificabile in bilancia da terra per bambini. Grazie alla sua doppia funzione, semplicemente premendo un pulsante, il piatto può essere rapidamente rimosso, consentendo la pesata, sulla robusta base, a bambini fino a 20 kg. Poichè i due elementi sono connessi tra loro in modo ben saldo, è assolutamente sicuro sollevare e trasportare la bilancia. La forma arrotondata del piatto offre al neonato e ai genitori protezione e sicurezza nella pesata. Con la funzione BMIF (Breast-Milk-Intake-Function) è facile determinare l'esatta quantità di latte bevuto dal bambino durante la poppata. Funzioni:

TARA;  
HOLD (peso bloccato sul display);  
spegnimento automatico.

Optional:

altmetro 417;  
borsa di trasporto seca 414.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

portata 20 kg divisione 10 g < 10 kg > 20 g dimensioni 552 x 165 x 362 mm dimensioni piatto 525 x 80 x 250 mm

dimensioni piattaforma 280 x 65 x 235 mm peso 2,8 kg classe di approvazione III

**MARCA E MODELLO:**

---

SECA 384

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pezzo

