



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Bilancia Pesa Neonati Meccanica - Lettura A Romano, Per Uso Privato

Codice di riferimento: 725

Marca: INTERMED

Prezzo: 394.2€

CARATTERISTICHE:

Bilancia pesa neonati, a cursore. In questo modello si fondono il classico design del piatto e l'eccellente precisione meccanica. Cursori precisi e scorrevoli semplificano la determinazione del peso esatto di un neonato. La regolazione dello zero garantisce la determinazione del peso netto, deducendo il peso supplementare del tappetino anti freddo o del pannolino. Le curve delicate ed avvolgenti del piatto garantiscono sicurezza durante la pesata. Grazie alla verniciatura antigraffio resistente agli urti, seca 725 e' facile da pulire e durevole nel tempo. Funzione di regolazione dello zero. Optional: borsa da trasporto seca 425.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

portata 16 kg divisione 5 g dimensioni 550 x 180 x 290 mm peso 6,4 kg

MARCA E MODELLO:

SECA 725

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**