

Numero Verde
800 172547



Da cellulare
030 7777942

BISTURI SWANN-MORTON LAMA INOX N.10 - sterile

Codice di riferimento: 22430

Marca: GIMA

Prezzo: 8.4€

CARATTERISTICHE:

BISTURI SWANN-MORTON CON LAMA IN ACCIAIO INOX STERILE

Bisturi con manico in plastica e lama in acciaio inox, confezionati singolarmente in una busta sterilizzata in scatola da 10 pezzi.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE.

Le lame e i bisturi monouso Swann-Morton sono rinomati per la loro qualità eccelsa, per la loro precisione, robustezza e affidabilità. La produzione Swann-Morton avviene nel Regno Unito: l'utilizzo di acciaio di alta qualità rende i prodotti estremamente taglienti. Vengono effettuati severi controlli di qualità che assicurano una tenuta e un'affidabilità impareggiabili. Per questo Swann-Morton è la scelta preferita di numerosi professionisti del settore medico in tutto il mondo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 22430

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 10 Pezzi

 **Acquista subito**