



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Boccagli per etilometro monouso (per cod. 24491) - 100 pezzi

Codice di riferimento: 24494

Marca: GIMA

Prezzo: 35.1€

Caratteristiche del boccaglio per etilometro

L'etilometro è lo strumento che consente di rilevare il tasso alcolemico nel sangue tramite l'analisi dell'aria espirata dai polmoni durante il test. L'utilizzo del boccaglio monouso è molto importante perchè assicura igiene e protezione per chi esegue l'alcool test, evitando il rischio di un eventuale contagio. Inoltre, permette di ottenere dei risultati notevolmente più precisi poichè la dispersione d'aria durante il soffio è pressoché nulla.

I boccagli monouso proposti sono indicati per l'etilometro professionale FIT-133 (24491).

Marca e modello

GIMA codice 24494

Contenuto della confezione

100 pezzi

