



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

BOMBOLA OSSIGENO - con riduttore di pressione UNI integrato - 5 l

Codice di riferimento: 34505

Marca: GIMA

Prezzo: 475.8€

CARATTERISTICHE:

Pronte per l'uso, disponibili in 5 misure: 0, 5, 2, 3, 5 e 7 litri. Bombe in acciaio per ossigeno terapeutico a 200 bar di pressione, con valvola e chiusura di sicurezza. Queste bombole sono ideali per l'uso terapeutico domiciliare ed ospedaliero. Fornite in una borsa morbida (2 lt) o in borsa rigida di plastica (5 e 7 lt) per il trasporto, le bombole sono dotate di un riduttore di pressione con valvola di rilascio a due stadi (erogazione 0-12 l/min) e di un manometro ad alta pressione (0-315 bar), che indica la quantità di ossigeno presente nella bombola e di una mascherina facciale (esclusi cod. 34500 e 34520).



CARATTERISTICHE TECNICHE:

• UNI • Litri: 5 • Flusso: 0/12 l • Dimensioni: Ø 140 x 550 mm • Peso: 9 kg • Con borsa rigida in plastica + protezione riduttore

MARCA E MODELLO:

GIMA 34505

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**