



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Borsa acqua calda rivestita in tessuto morbido

Codice di riferimento: CN-100.650

Marca: INTERMED

Prezzo: 10.37€

CARATTERISTICHE:

Borsa per l'acqua calda realizzata in gomma naturale, dotata di tappo di chiusura ermetica a vite e fodera di rivestimento in tessuto morbido.

APPLICAZIONI:

Riscaldamento individuale con l'acqua calda.

MARCA E MODELLO:

Intermed.

DIMENSIONI:

Capacità 2 litri.

 **Acquista subito**