



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Borsa del ghiaccio in tessuto

Codice di riferimento: 28605

Marca: GIMA

Prezzo: 13.3€

Caratteristiche della borsa del ghiaccio in tessuto

Borsa del ghiaccio riutilizzabile, resistente nel tempo e sempre efficace di utilizzo in utilizzo. Si presenta come un sacchetto in grado di resistere per forma sul corpo del paziente, con un tappo in cima che la rende facile da afferrare e posizionare.

Il tessuto con cui è realizzata questa borse refrigerante per malati è ipoallergenico, con effetto gommato dato dal miscuglio di cotone e poliestere e senza lattice.

Specifiche tecniche

- Materiale: cotone e poliestere
- Colore: blu

Marca

Gima

Contenuto della confezione

Borsa e manuale multilingua

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione,

stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**
