



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

BORSA MIZAR - nylon

Codice di riferimento: 34185

Marca: GIMA

Prezzo: 32.33€

CARATTERISTICHE:

Borsa in Nylon per Kit Pronto Soccorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Dimensioni: 250 x 180 x 90 mm Dotazione standard: • 1 Flacone soluzione antisettica 125 ml • 2 Guanti protettivi sterili, paio • 1 Confezione 10 cerotti assortiti • 1 Rotolo cerotto adesivo 2.5 cm x 5 m • 1 Garza 10 cm x 3.5 m • 3 Conf. compresse garza sterili 10 x 10 cm • 1 Conf. compresse garza sterili 18 x 40 cm • 1 Confezione cotone idrofilo • 1 Paio di forbici da 14.5 cm • 1 Pinze sterili • 1 Laccio emostatico • 1 Conf. ghiaccio istantaneo, monouso • 1 Sacco immondizia • 1 Libretto pronto soccorso multi lingue • 1 Libretto linee guida • 1 Soluzione irrigazione 250 ml

MARCA E MODELLO:

GIMA 34185

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**