



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **BORSA SMART PVC - piccola - rossa**

**Codice di riferimento:** 27155

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 105.2€

### **CARATTERISTICHE:**

Borsa Smart in poliestere rivestito in PVC - vuota

- Materiale: poliestere rivestito in PVC
- Modello: piccolo
- Colore: rosso
- Misure: 45 x 28 x h 28 cm
- Numero spazi interni modulari: 3
- Tasche esterne: 4

Borsa emergenza professionale molto capiente grazie alla modularità interna che consente un'organizzazione personalizzata degli spazi.

Fornita di tasche esterne, divisori interni e una borsa staccabile con finestra trasparente.  
Prodotte in poliestere 600D robusto e resistente all'acqua.

Provviste di doppia striscia gialla rifrangente.  
Completamente svuotabili per una facile pulizia.  
Fondo in gomma impermeabile per evitare infiltrazioni di acqua.  
Possono essere trasportate a spalla o a mano.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

**MARCA E MODELLO:**

---

Gima - Codice 27155

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

