



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Boscarol - Borsa D'Emergenza - Modello Boscarol High Impact Case - Colore Arancione - Resistente A Urti

Codice di riferimento: VAL43140

Marca: BOSCAROL

Prezzo: 115€

CARATTERISTICHE:

Boscarol High Impact case arancione piccola con pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti

Valigetta a tenuta stagna in polipropilene

Guarnizione ermetica e valvola automatica di pressurizzazione

Chiusure di sicurezza a doppio step per facilitare l'apertura

Manico morbido prodotto con uno speciale compound per migliorarne la presa ed il comfort

Doppia predisposizione lucchetto

Predisposizione cintura a tracolla

Sistema di impilabilità

Cerniera lungo tutto il profilo della valigia

Perni in nylon, nessun problema di corrosione

Spugne cubettate e bugnate disponibili su richiesta

Predisposizione per etichetta resinata

Dimensioni interne: 30x22,5x13,2 cm

Dimensioni esterne: 33,6x30x14,8 cm

Peso: 1,75 kg

MARCA E MODELLO:

Boscarol - Codice Prodotto VAL43140

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

