



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Boscarol - Collare Cervicale - Modello Champio Collar - Doppia Valva Regolabile In Altezza - Latex Free - Radiotrasparente - Ideali Per Situazioni Post Traumatiche

Codice di riferimento: 9030

Marca: BOSCAROL

Prezzo: 37.82€

CARATTERISTICHE:

Il collare cervicale di emergenza "Champion Collar" è il nuovo collare a doppia valva regolabile in differenti altezze. Consente l'immobilizzazione del rachide cervicale, riduce al minimo la flessione-estensione e assicura un miglior controllo dei movimenti di rotazione assiale e di flessione laterale.

Strumento ideale per chi vuole avere, con un unico articolo, diverse possibilità di immobilizzazione.

Ideale per situazioni post-traumatiche della zona cervicale, nelle quali sia necessario un valido sostegno e/o protezione dell'apparato scheletrico e dei fasci muscolari.

Dotato di foro centrale per il controllo della trachea e l'effettuazione di un'eventuale tracheotomia.

È stato sviluppato per un utilizzo nell'emergenza medica ed il design piatto in due pezzi permette un efficiente posizionamento in spazi limitati.

Estremità del velcro in colore arancio per la miglior individuazione della presa.

Struttura in polietilene, imbottitura in LD nero, bottoncini in nylon e chiusura con cinturini in velcro.

In caso di utilizzo del dispositivo in presenza di lesioni della cute, proteggere la lesione con adeguata fasciatura; in tali situazioni non utilizzare il dispositivo a contatto diretto con la lesione.

Compatibili con TAC e RMN

100% Radiotrasparente – Latex-Free - Non sterile – Monopaziente – Monouso

Il dispositivo è monouso. È comunque possibile il lavaggio in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri.

MARCA E MODELLO:

Boscarol - Codice Prodotto 9030

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

