



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Boscarol - Collare D' Emergenza - Modello Fast Collar - Regolabile Per Altezza - Latex Free - Radiotrasparente

Codice di riferimento: 9015PED

Marca: BOSCAROL

Prezzo: 19.9€

CARATTERISTICHE:

Il Collare cervicale di emergenza "Fast Collar" è il nuovo collare regolabile in differenti altezze.

Consente l'immobilizzazione del rachide cervicale e riduce al minimo la flessione-estensione.

Strumento ideale per chi vuole avere, con un unico articolo, diverse possibilità di immobilizzazione.

Ideale per situazioni post-traumatiche della zona cervicale, nelle quali sia necessario un valido sostegno e/o protezione dell'apparato scheletrico e dei fasci muscolari.

Dotato di foro centrale per il controllo della trachea e l'effettuazione di un'eventuale tracheotomia.

È stato sviluppato per un utilizzo nell'emergenza medica ed il design piatto in un pezzo permette un efficiente posizionamento in spazi limitati.

Struttura in polietilene, imbottitura in LD bianco, bottoncini in nylon e chiusura con cinturini in velcro.

In caso di utilizzo del dispositivo in presenza di lesioni della cute, proteggere la lesione con adeguata fasciatura; in tali situazioni non utilizzare il dispositivo a contatto diretto con la lesione.

Radiotrasparente – Latex-Free - Non sterile – Monopaziente - Monouso

Il dispositivo è monouso. È possibile comunque il lavaggio in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri.

MARCA E MODELLO:

Boscarol - Codice Prodotto 9015PED

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**
