



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Boscarol - Flacone Raccolta Secreti Autoclavabile - Polipropilene Ad Uso Medicale - Valvola Di Sicurezza

Codice di riferimento: BSU500

Marca: BOSCAROL

Prezzo: 40.6€

CARATTERISTICHE:

Nuovo flacone raccolta secreti autoclavabile (121°C - 2bar max) realizzato in polipropilene ad uso medicale

Completo di valvola di sicurezza per il troppo pieno

Il coperchio prevede il diretto alloggiamento del filtro di protezione e del raccordo angolare per il tubo aspirazione lato paziente

Capacità: 1000 ml

Certificato CE in classe I e conforme alla norma ISO10079-3:2000

CODICE CND V0402 - CODICE MdS 112986/R

MARCA E MODELLO:

Boscarol - Codice Prodotto BSU500

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**