



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Boscarol - Misuratore Di Pressione Elettronico - Sfigmomanometro - Misuratore Di Pressione Omron M2 - Batterie Incluse

Codice di riferimento: OMM2EC

Marca: BOSCAROL

Prezzo: 115.6€

CARATTERISTICHE:

Misuratore di pressione elettronico da braccio

Il misuratore di pressione Omron M2 é un tensiometro interamente automatico che funziona grazie al principio dell'oscillometria. Lo strumento rileva le vibrazioni delle onde nell'arteria del braccio e converte queste oscillazioni in dati numerici. Misura la pressione arteriosa e la frequenza del polso in modo rapido e semplice.

Misuratore di pressione elettronico da braccio OMRON M2

Segnala la presenza di battiti cardiaci irregolari

Tecnologia Intellisense

30 memorie delle precedenti misurazioni

Semplice da utilizzare: un solo tasto per la misurazione

Bracciale adatto a braccia con circonferenze da 22 a 32 cm

Indicazione valori fuori norma secondo le linee guida della European Society of Hypertension per l'automisurazione domiciliare

Custodia soft

Batterie Incluse

MARCA E MODELLO:

Boscarol - Codice Prodotto OMM2EC

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**