



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Boscarol - Oftalmoscopio Con Testa A Bloccaggio A Vite - Lenti Correttive - Diottrie Con 5 Differenti Aperture Del Diaframma

Codice di riferimento: DIA100415

Marca: BOSCAROL

Prezzo: 114.19€

CARATTERISTICHE:

Oftalmoscopio con testa con bloccaggio a vite, lenti correttive da 0 a +20 e da 0 a -20 diottrie con 5 differenti aperture del diaframma

Illuminazione alogena con fibra ottica e lampada da 2,5V

Manico porta batterie in materiale metallo/plastico per 2 batterie tipo AA (non incluse)

Fornito con astuccio in materiale plastico antiurto

MARCA E MODELLO:

Boscarol - Codice Prodotto DIA100415

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**