



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **Boscarol - Otoscopio Da Tasca E Da Borsa - Illuminazione A Fibre Ottiche Con Lampada Alogena - Confezionata In Un Astuccio**

**Codice di riferimento:** DMV540B

**Marca:** BOSCAROL

**Prezzo:** 113€

### **CARATTERISTICHE:**

Otoscopio azzurro di alta qualità da tasca e da borsa da medico.

Visione senza ostacoli con illuminazione a fibre ottiche con lampada alogena allo Xenon XHL a 2,5 v.

Costruito in plastica robusta e leggera con inserti in metallo è dotato di lente di ingrandimento 3x ruotante.

Il manico richiede 2 batterie stilo (AA) ed è dotato di scanalature per una migliore presa.

L'innesto dello speculo è veloce e stabile.

E' fornito confezionato in astuccio, contenente due serie di 4 speculi riutilizzabili.

### **MARCA E MODELLO:**

Boscarol - Codice Prodotto DMV540B

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

 **Acquista subito**