



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Boscarol - Pallone Di Ventilazione In Gomma Neonatale - Non Autoclavabile - Capacita' 240 MI - Valvola Sicurezza Regolabile

Codice di riferimento: PAL32220

Marca: BOSCAROL

Prezzo: 23.9€

CARATTERISTICHE:

Pallone di ventilazione in gomma neonatale non autoclavabile

Capacità 240 ml

Valvola paziente con connessione girevole a 360°

Valvola di sicurezza regolabile per la sovrappressione

Disinfettabile in soluzione battericida

Certificato CE in classe IIa

CODICE CND R03020201 - CODIE MdS 114286/R

MARCA E MODELLO:

Boscarol - Codice Prodotto PAL32220

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**