



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Boscarol - Pallone Di Ventilazione Pediatrico In Silicone - Capacita' 500 MI

Codice di riferimento: PAL34014

Marca: BOSCAROL

Prezzo: 61.9€

CARATTERISTICHE:

Pallone di ventilazione in silicone trasparente autoclavabile a 135°C alla pressione di 2 bar

Capacità: 500 ml

Valvola paziente con connessione girevole a 360°

Valvola di sicurezza regolabile per limitare la sovrappressione esercitata dal paziente

Nuova valvola all-in-one direttamente integrata nel fondo del pallone che consente l'utilizzo di reservoir privi di valvola di non ritorno (meno ingombranti e più leggeri)

Dotato di maschera misura n.3, reservoir e tubo ossigeno

Certificato CE in classe IIa

MARCA E MODELLO:

Boscarol - Codice Prodotto PAL34014

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**