



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Boscarol - Reimpianto Arti - Tessuto Non Tessuto - Dimensione 48X16X26(H) Cm

Codice di riferimento: VAL40954

Marca: BOSCAROL

Prezzo: 247.05€

CARATTERISTICHE:

Set reimpianto arti in borsa realizzata in tessuto antistrappo impermeabile, fornita di 4 borsette con frontale trasparente e maniglia, completa di:

Set reimpianto/trasporto sterile per dita

Set reimpianto/trasporto sterile per mano

Set reimpianto/trasporto sterile per braccio

Set reimpianto/trasporto sterile per gamba

Laccio/cinghia emostatica

Laccio tipo Martin

10 pacchetti di garza sterile 10x10

Rotolo di cerotto 2,5 cm

Tampobenda di soccorso

Telo alluminizzato 40x60 cm

Pinza anatomica

Pinza chirurgica

Pinza Pean

Dimensioni: 48x16x26(h) cm circa

Peso: 5,5 kg circa

MARCA E MODELLO:

Boscarol - Codice Prodotto VAL40954

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

