



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Boscarol - Sacca Reimpianto Per Il Trasporto E Inserimento Di Arti Amputati - Sistema Sacchetto Nel Sacchetto Con Chiusura A Corda - Dimensione 25X30 Cm

Codice di riferimento: MED98820

Marca: BOSCAROL

Prezzo: 26€

CARATTERISTICHE:

Sacca reimpianto per l'inserimento ed il trasporto degli arti amputati

Sistema sacchetto nel sacchetto con chiusura a corda

Confezione sterile

Completo di 2 pacchetti di ghiaccio istantaneo monouso e 1 telo isotermico per il mantenimento della temperatura

Dimensioni: 30x25 cm circa

MARCA E MODELLO:

Boscarol - Codice Prodotto MED98820

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo



Acquista subito