



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Boscarol - Set Per Coniotomia D' Urgenza - Modello Quicktrach - Mandrino E Lama Interna 2 Mm

Codice di riferimento: VBM30-04-0021

Marca: BOSCAROL

Prezzo: 219.91€

CARATTERISTICHE:

Set sterile e pronto per la CONIOTOMIA d'urgenza mod. Quicktrach
Composto da una cannula in plastica con mandrino a lama interna di 2 mm per bambini
Completo di raccordo ISO per il collegamento al pallone di ventilazione
Quicktrach è composto da un mandrino molto affilato a punta conica che evita l'incisione della trachea con il classico bisturi, e di un "fermo" che evita di penetrare troppo in profondità
2 alette laterali che permettono il fissaggio con sicurezza della cannula
CODICE CND R0199 - CODICE MdS 32329/R

MARCA E MODELLO:

Boscarol - Codice Prodotto VBM30-04-0021

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**