



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **Boscarol - Sfigmomanometro Aneroide Circolare Da Parete O Tavolo - Scala 0-300Mm/Hg - Chiusura A Velcro E Pera Di Gonfiaggio**

**Codice di riferimento:** DIA02009

**Marca:** BOSCAROL

**Prezzo:** 73€

### **CARATTERISTICHE:**

Sfigmomanometro aneroide circolare da parete e/o da tavolo (diametro 170 mm)

Scala da 0 a 300 mm/Hg

Accuratezza della misura:  $\pm 3$  mmHg

Bracciale con chiusura a velcro e pera di gonfiaggio, tubo di connessione spiralato

Supporto d'ancoraggio a parete con porta bracciale a cestello

Destinato a un utilizzo laico e professionale

Classe di rischio secondo la Direttiva 93/42/CEE: I m (strumento di misura)

Il dispositivo è conforme al regolamento REACH in vigore

### **MARCA E MODELLO:**

Boscarol - Codice Prodotto DIA02009

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

 **Acquista subito**